



18-8 まな板用脚 (2ヶ1組) 🔊 〈AMN-F4〉 🖪

でm 9-0384-0101 30 300×H160 ¥21,000 9-0384-0102 35 350×H160 ¥24,000 9-0384-0103 40 400×H160 ¥26,000 ※各種特注承ります。



② Ω プラスチック まな板用脚 🔯 (2ヶ1組) 〈AMN-28〉

	CM			
9-0384-0201				
9-0384-0202	40	400×H160	¥15,450	
9-0384-0203	45	450×H160	¥17,200	
9-0384-0204	50	500×H160	¥19,050	
※各種特注承ります。				



※高さ180mmには160mm+20mmの高さ調整 ブロック、200mmには160mm+40mmの高さ 調整ブロックが付いて便利に使えます。

③ プラスチック 高さ調整付 図 まな板用脚(2ヶ1組)〈AMN-63〉

	全長	高さ(mm)	
9-0384-0301	35cm	180	¥17,200
9-0384-0302	330111	200	¥ 18,550
9-0384-0303	40cm	180	¥ 19,050
9-0384-0304	400111	200	¥20,300
9-0384-0305	45cm	180	¥20,700
9-0384-0306	450111	200	¥22,050
9-0384-0307	50cm	180	¥22,350
9-0384-0308	JUUIII	200	¥23,800





4 プラスチック まな板用脚(スタンド兼用) (2ヶ1組) 〈AMN-C8〉 □

9-0384-0401 35 350×H160 ¥13,300 9-0384-0402 40 400×H160 ¥14,500 9-0384-0403 45 450×H160 ¥15,900 9-0384-0404 50 500×H160 ¥17,100

●まな板スタンドとしてもご使用できます。 (23mm幅、33mm幅)



5 ニュー抗菌 プラスチックまな板用脚 (2ヶ1組) 〈AMN-L6〉目

cm 9-0384-0501 40 400×H160 ¥20,000 9-0384-0502 45 450×H160 ¥22,000



6 木製 まな板用脚(2ヶ1組) 図 (AMN-30) 以 (AMN-30) (C 400×H160)

※各種特注承ります。

高さの異なる2面により、お好みの高さでまな板をご使用できます



7 まな板用脚 スーパー台助くん(2脚1組) (ADI-28) **目**

9-0384-0701本体¥ 14,5009-0384-0702アタッチメント20¥ 3,8009-0384-0703アタッチメント40¥ 6,300

350×H160/H180

● アタッチメント(別売り)を使用し180mmを200mm又は220mm に変更してご使用出来ます。

※特注サイズ、色承ります。



アタッチメントは専用の ビスで固定します。



350×H100/H140

350×H120/H160

⑧ まな板用脚 台助くん(2脚1組) (ADI-29) □

9-0384-0801350×H100/H140¥10,8009-0384-0802350×H120/H160¥11,800※各種特注サイズ、色承ります。

まな板の下面が汚れにくいので清潔!



9 まな板リフター(1本) 〈AMN-J0〉目 抗菌

みるIXリノソー(「本) (AIVIN-50/ G Line)				
		サイズ タ	対応まな板 (奥行	1)
9-0384-0901 LF	10-230	230×35×H10	230~290	¥2,100
9-0384-0902 LF	20-230	230×35×H20	230~290	¥2,900
9-0384-0903 LF	45-230	230×50×H45	230~290	¥4,700
9-0384-0904 LF	10-300	300×35×H10	300~380	¥2,300
9-0384-0905 LF	20-300	300×35×H20	300~380	¥3,300
9-0384-0906 LF	45-300	300×50×H45	300~380	¥5,100
9-0384-0907 LF	20-390	390×35×H20	390~450	¥3,600
9-0384-0908 LF	45-390	390×50×H45	390~450	¥5,700





●滑り止め材を両面に組み込む事により、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。





● まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛 生上安心です。



※まな板1枚につき、2本使用が基本となります。 大きなまな板で、たわみやはずみが気になる場合は、3本でのご使用をお勧めします。

高身長者の作業効率向上や疲労軽減・腰痛軽減に!



(Dまな板リフター 高身長者用(1本) 抗菌

(AIVIN-J8)			
	対応まな板(奥行)		
9-0384-1001 LF 90-230	230×120×H 90	230~290 ¥ 8,500	
9-0384-1002 LF120-230	230×120×H120	230~290 ¥ 9,800	
9-0384-1003 LF150-230	230×120×H150	230~290 ¥10,400	
9-0384-1004 LF 90-300	300×120×H 90	300~380 ¥ 8,800	
9-0384-1005 LF120-300	300×120×H120	300~380 ¥10,300	
9-0384-1006 LF150-300	300×120×H150	300~380 ¥12,000	
9-0384-1007 LF 90-390	390×120×H 90	390~450 ¥ 9,800	
9-0384-1008 LF120-390	390×120×H120	390~450 ¥11,200	
9-0384-1009 LF150-390	390×120×H150	390~450 ¥13,500	